

## 1560484 - CARE MED-730 - tapis roulant avec barres ajustables (Med Line)



### Déscription

#### Puissance moteur :

Le tapis médical MED-730 possède un moteur AC développant une puissance de 4.0CV qui permet un confort de course et rend votre séance plus efficace.

- Moteur silencieux 4.0 CV
- Vitesse allant de 0.2 à 14 km/h, idéal pour la marche, le running

#### Ordinateur :

MED-730 est doté d'une console avec 14 fonctions intégrées, des programmes accessibles en quelques secondes. Le tapis de course MED-730 possède les fonctions suivantes:

- Temps: La durée de la séance écoulée en minutes et secondes
- Distance: Distance parcourue durant chaque séance
- Vitesse: Affichage de la vitesse actuelle en km/h
- Calories: Estimation des calories brûlées
- Fréquence cardiaque: Le compteur affiche la fréquence de votre pouls en Battement Par Minute (BPM)

#### Confort :

MED-730 est un tapis de course à la fois confortable et ergonomique, pour vous offrir une pratique adéquate et une facilité de rangement:

- Surface de course 145 x 50 cm
- Roulettes de déplacement
- Fonctionne sur une prise secteur avec transformateur en série
- Une grande stabilité avec ses 135 KG
- Dimensions montées : 180 x 90 x 135 cm

## Spécifications

<b>Marque</b>	Care Fitness
<b>sku</b>	1560484
<b>Poids maximal de l'adulte</b>	150 kg
<b>Type d'emballage</b>	Pièce