

## 1574178 - Rinçage oculaire 100 ml - 1 pc



## **Déscription**

- La fermeture de garantie peut être facilement brisée d'un seul mouvement de la main, rendant le rince-oeil prêt à l'emploi.
- Le flacon de rinçage des yeux est doté d'un bouchon de rinçage ergonomique qui maintient les paupières ouvertes pendant le rinçage.
- Le flacon contient une solution stable de chlorure de sodium correspondant à la teneur naturelle en sel des yeux.
- Le liquide utilisé s'écoule par un tube de drainage intégré.
- La solution conditionnée de manière stérile empêche toute pénétration supplémentaire de particules de saleté et de micro-organismes dans l'œil.

## **Spécifications**

Marque	Detectaplast
Conforme à la norme HACCP	Oui
Composition	Solution stérile NaCl 0,9%
sku	1574178
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce