

1601505 - Tensomètre au poignet BC54 Bluetooth - poignet 13,5 - 21,5 cm - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre au poignet BC54 avec bluetooth mesure rapidement et confortablement, les données sont transmises par bluetooth directement à l'application HealthManager Pro. Le tensiomètre dispose d'un indicateur de risque avec une classification des mesures sur une échelle colorée.

- 2 mémoires utilisateur
- Indicateur de risque
- Dépistage de l'arythmie
- Pour un tour de poignet de 13,5 à 21,5 cm
- Date et heure/arrêt automatique

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Oui
sku	1601505
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce