

## 1540384 - Seringues Enfit - utilisation entérale - 5 ml - 1 x 100 pcs



### Déscription

Les seringues stériles Medicina Enfit conviennent à l'administration entérale de médicaments, d'aliments et de rinçages. La seringue est sûre pour les patients néonataux, pédiatriques et adultes. Convient pour un usage unique.

Les seringues Enfit de 1 et 2,5 ml sont dotées d'un embout parfait pour les faibles doses.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Medicina
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Composition</b>	Corps, Piston, Joint: silicone
<b>Normes</b>	ISO 80369-3
<b>sku</b>	1540384
<b>Contenu</b>	5 ml
<b>Couleur</b>	Pourpre
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte
<b>Tip</b>	Tip Enfit