

## 1572358 - Detectaplast - Lingettes de désinfection - seau - 150 pcs - REG-00172



### Déscription

Les lingettes de désinfection Detectaplast sont à base d'une solution désinfectante de chlorure d'ammonium. L'emballage pratique de 150 lingettes garantit que celles-ci restent humides et prêtes à être utilisées à tout moment.

Ces lingettes en non-tissé, dont le taux d'absorption peut atteindre 700%, sont polyvalentes pour le nettoyage des mains, des objets et des surfaces. Les lingettes sont sans danger pour les aliments. Elles sont bactéricides et fongicides.

- bactéricides, fongicides et algicides
- haute performance et résistantes aux déchirures
- lingette : 30 x 20 cm , 72gr/m<sup>2</sup>
- NOTIF810 - Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### Spécifications

Marque	Detectaplast
Conforme à la norme HACCP	Oui
sku	1572358
Type d'emballage	Pièce