

## 1501254 - Lampe d'examen LED 130F - sur statif - bras à ressort - 1 pc



## **Déscription**

Lampe d'examen très puissante pour la petite chirurgie avec un excellent rendu des couleurs. La version est équipée du système d'éclairage R96, d'un variateur de lumière et d'un réflecteur de lumière froide avec filtre thermique.

## **Avantages**

• Avec contrôle de mise au point

• Indice de rendu des couleurs: Ra 96

• Température de couleur: 4300K

• Taille du champ lumineux: 14-25 cm

• Diamètre de la lampe : 22 cm



## **Spécifications**

Marque	Dr. Mach
Contrôle de la mise au point	Oui
Diamètre de la lampe	33 cm
Nombre de LEDs	19
Intensité lumineuse	70000 lux
Étendue du champ lumineux	13-19 cm
Commande Touchless	Non
Longueur du bras	91 cm
sku	1501254
Normes	EN ISO 13485:2016
	Non
Catégorie de lampe de recherche	Lampe d'examination
Lampe d'examination modèle	Modèle de trépied
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce