

1625789 - RUBAN - Hernia Support 4-bandes - 27 cm - L - 1 pc



Déscription

Le **RUBAN** est une ceinture herniaire médicalement avancée, spécifiquement développée pour soutenir les hernies volumineuses ou inopérables. Grâce à son design breveté à multi-bandes avec des bandes réglables séparément sur la partie supérieure, médiane et inférieure de l'abdomen, le RUBAN offre une compression personnalisée et un confort de port exceptionnel.

Pourquoi choisir le RUBAN plutôt qu'une ceinture abdominale standard ?

Les ceintures abdominales standards ne sont pas spécifiquement conçues pour les hernies et offrent souvent un soutien insuffisant ou un ajustement inconfortable. Le RUBAN, en revanche, a été spécialement développé pour soulager la pression, stabiliser la hernie et prévenir d'éventuelles complications.

Utilisation :

Utilisez le RUBAN dès le diagnostic d'une hernie volumineuse ou inopérable afin d'éviter son aggravation et de protéger les tissus internes. La ceinture se porte autour de la taille et peut être discrètement portée sous les vêtements. Son utilisation est recommandée en accord avec le médecin traitant.

Principaux avantages de la ceinture herniaire RUBAN :

1. Soulage la douleur et l'inconfort liés aux hernies volumineuses et inopérables
2. Stabilise la paroi abdominale et réduit le risque de dommages supplémentaires
3. Préviend l'agrandissement de la hernie
4. Améliore la posture corporelle, réduit la pression sur la région abdominale
5. Préviend l'étranglement de la hernie, une complication potentiellement mortelle
6. Augmente la mobilité et l'autonomie dans les activités quotidiennes
7. Diminue le risque d'infection en minimisant les lésions tissulaires
8. Favorise la guérison de la paroi abdominale
9. Confort de port maximal grâce à une compression réglable individuellement
10. Alternative économique aux interventions chirurgicales

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Qualiteam |
| sku | 1625789 |
| Nombre de bandes | 4 |
| Circonférence | 105 - 125 cm |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | L |
| Type d'emballage | Pièce |