

## 1530411 - Opsite flexifix gentle pansement de fixation - 10 cm x 5 m - 1 pc



## **Déscription**

Opsite Flexifx est un pansement de fixation un adhésif doux facile à appliquer pour maintenir les pansements en place même sur les peaux fragiles. Le matériau est confortable à porter et reste en place même pendant la douche. L'adhésif doux à base de silicone aide à minimiser la douleur lors du retrait. Idéal pour maintenir votre pansement ou masque en place et réduire les frottements pour les personnes à peau fragile.

## **Spécifications**

Compresse	Non
Perforé	Non
sku	1530411
Stérile	Non
Couleur	Transparent
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	10 cm x 5 m
Type d'emballage	Boîte