

1530411 - Opsite flexifix gentle pansement de fixation - 10 cm x 5 m - 1 pc



Déscription

Opsite Flexifix est un pansement de fixation un adhésif doux facile à appliquer pour maintenir les pansements en place même sur les peaux fragiles. Le matériau est confortable à porter et reste en place même pendant la douche. L'adhésif doux à base de silicone aide à minimiser la douleur lors du retrait. Idéal pour maintenir votre pansement ou masque en place et réduire les frottements pour les personnes à peau fragile.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Compresse | Non |
| Perforé | Non |
| sku | 1530411 |
| Stérile | Non |
| Couleur | Transparent |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Taille | 10 cm x 5 m |
| Type d'emballage | Boîte |