

1017839 - Seca 210 toise-matelas bébés - 10 jusqu'à 99 cm - 1 pc



Déscription

Agréable au toucher, lavable, repliable et avec dispositif de suspension : la solution portable et peu encombrante pour la mesure simple mais précise de la taille des nourrissons et enfants en bas âge en position couchée. Avec son appuie-tête fixe et un appuie-pieds qui coulisse facilement, cette toisematelas est particulièrement pratique.

- Surface robuste facile à entretenir avec les produits désinfectant courants
- L'appuie-tête fixe et l'appuie-pieds coulissant rendent le seca 210 facile d'utilisation
- La toise-matelas peut être enroulée pour un rangement peu encombrant

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Non
Démontable	Non
Connectable aux balances	Non
sku	1017839
Produits similaires	Oui
Graduation toise	5 mm
Modèle toise	Toise-matelas bébé
Plage de mesure	10 - 99 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce