

## 1517648 - Ergoselect 100



### Déscription

Ergoselect 100 - version sans mesure de la pression artérielle. L'ergomètre classique pour l'ECG d'effort. Cet ergomètre se caractérise par des programmes d'ergométrie librement définissables, une commande intuitive et des interfaces universelles (numérique, analogique, démarrage à distance) à des fins de connexion à tous les électrocardiographes et PC d'ECG. Disponible avec un large choix d'options et d'accessoires.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Ergoline
<b>sku</b>	1517648
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce