

**1561293 - Thermomètre express avec embout flexible - Monkey -
BY 11 - 1 pc**



Déscription

L'adorable thermomètre à fièvre au design grenouille rend la mesure de la fièvre de votre bébé extrêmement facile. Avec une alarme de température à partir de 37,8°C, affiche les lectures en °C et °F, est étanche. S'éteint automatiquement et émet un signal lorsque la mesure est terminée.

Spécifications

| | |
|-------------------------------------|--|
| Marque | Beurer |
| Taxe Bepat | 0.05 EUR |
| Fonction d'arrêt automatique | Oui |
| Digital | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Alarme fièvre | Oui |
| Non contact | Non |
| Embout souple | Oui |
| Indicateur de piles faibles | Non |
| sku | 1561293 |
| | Non |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de thermomètre | Thermomètre d'aisselle Thermomètre oral Thermomètre rectal |
| Vitesse de mesure | 10 sec |