


## 1601228 - Ihealth lancettes (50 pcs)



### Déscription

Cette boîte de 50 lancettes est utilisée avec le stylo autopiqueur iHealth. Les lancettes sont de très petites aiguilles qui servent à prélever un échantillon de sang. Elles sont utilisées avec un autopiqueur iHealth qui ajuste la profondeur et la force de l'aiguille pour que le prélèvement de sang soit pratiquement indolore. La goutte de sang prélevée est mise en contact avec les bandelettes. La bandelette iHealth (lien), insérée dans le lecteur de glycémie iHealth, mesurera la glycémie en analysant la réaction entre le sang et la bandelette.

### Spécifications

<b>Marque</b>	ihealth
<b>sku</b>	1601228
<b>Catégorie de glucomètre</b>	Systèmes et lancettes
<b>Type d'emballage</b>	Pièce