

1508360 - CryoPen applicateur point blanc/rouge 2-6 mm - 1 pc



Déscription

Applicateur point blanc/rouge pour le traitement des lésions cutanées de 2 - 6 mm. Convient au CryoPen X+

Spécifications

Marque	H&O Equipments
sku	1508360
Applicateurs	Blanc/rouge (2 - 6 mm)
Catégorie cryothérapie	Applicateurs
Convient pour	CryoPen X Cryopen M Cryopen O Cryopen X+
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce