


1627479 - Cathéter thoracique - courbé à droite - 53 cm - calibre 32 - 1 pièce



Déscription

Le cathéter thoracique est placé dans l'espace pleural pendant l'intervention chirurgicale et est relié à un système de drainage thoracique.

Le cathéter thoracique comporte une graduation par paliers de 1 cm, commençant au niveau de l'orifice proximal, afin de permettre une évaluation sûre de son positionnement.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PVC, sulfate de baryum
sku	1627479
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce