

## 1518880 - Gynebiops - modèle standard CH9 - 1 x 25 pcs



## **Déscription**

Sonde de biopsie endométriale Gynebiops, stérile à usage unique. Également appelée Pipelle de Cornier. Pour le microprélèvement des cellules endométriales. Le Gynebiops standard permet un prélèvement histologique de l'endomètre.

Le Gynebiops permet le diagnostic de :

- cancer de l'endomètre
- hyperplasie
- polypes
- insuffisance lutéale



## **Spécifications**

Marque	Gyneas
Stérile	Oui
sku	1518880
Composition	Boîtier: polypropylène, piston, joint: polyéthylène
Lavable/Disposable	Jetable
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Taille	3 mm
Type d'emballage	Boîte