

## 1518880 - Gynebiops - modèle standard CH9 - 1 x 25 pcs



### Déscription

Sonde de biopsie endométriale Gynebiops, stérile à usage unique. Également appelée Pipelle de Cornier. Pour le micro-prélèvement des cellules endométriales. Le Gynebiops standard permet un prélèvement histologique de l'endomètre.

Le Gynebiops permet le diagnostic de :

- cancer de l'endomètre
- hyperplasie
- polypes
- insuffisance lutéale

## Spécifications

<b>Marque</b>	Gyneas
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1518880
<b>Composition</b>	Boîtier: polypropylène, piston, joint: polyéthylène
<b>Lavable/Disposable</b>	Jetable
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide éthylène
<b>Qualité instruments</b>	Jetable et stérile
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Taille</b>	3 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte