

## 1351880 - Table d'examen Praxis 1 Elite - hauteur variable électrique - Nero - 1 pc



### Déscription

Le Praxis 1 Elite peut être utilisé à de nombreuses fins. En combinaison avec la barre de retenue, ce modèle peut également être utilisé comme table à langer. Grâce à ses pieds arrondis et à ses profils plus épais, la table est non seulement belle, mais aussi très solide et stable.

Attention: la couleur de la table comme sur l'image n'est pas contractuelle et peut différer de la réalité.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, L 196 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Oui
<b>Hauteur</b>	42-112 cm
<b>Capacité de levage</b>	225 kg
<b>Temps de réglage de la hauteur</b>	40 s
<b>sku</b>	1351880
<b>Couleur</b>	Nero
<b>Nombre de parties</b>	1-partie
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce