

1541397 - Otoclear kit de lavage - 1 pc



Déscription

Le nouveau kit de lavage par pulvérisation OtoClear® est une configuration complète pour une élimination simple et sûre du cérumen. Le kit de lavage par pulvérisation comprend l'embout d'irrigation auriculaire OtoClear unique, le seul embout d'irrigation auriculaire utilisant des flux divergents pour éliminer le cérumen en toute sécurité et efficacement. L'embout OtoClear à trois jets se fixe à une baguette conçue pour dégager un bassin auriculaire et dirige la solution d'irrigation vers la paroi du conduit auditif, évitant ainsi le résultat inconfortable et potentiellement nocif d'un contact direct avec la membrane tympanique.

Le kit de lavage par pulvérisation OtoClear® combine une bouteille de 470 ml avec un actionneur puissant pour fournir un volume élevé d'eau à travers l'embout d'irrigation auriculaire Bionix OtoClear®. Pour un lavage d'oreille sûr, efficace et efficace, la gâchette de lavage par pulvérisation est pressée manuellement, créant un lavage pulsé intermittent pour desserrer et éliminer le cérumen.

Contenu de la livraison: 1 flacon vaporisateur, 1 verre de recueil des fluides et 20 embouts Otoclear.

Spécifications

Marque	Bionix
sku	1541397
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte