

1560364 - Housse en coton pour coussin Relax standard - blanc - 1 pc



Déscription

Taie d'oreiller Fico pour oreiller relax standard, pour garantir une longue durée de vie de l'oreiller, nous vous recommandons de fournir l'oreiller avec une taie d'oreiller pour une hygiène optimale. De légères différences de couleur sont possibles, les housses sont lavables à 60°C.

Spécifications

Marque	Fico
sku	1560364
Couleur housse	Blanc
Lavable	60 °C
Marque du matériel de positionnement	Relax
Matériel	Coton
Type d'emballage	Pièce