

1543559 - Balance digitale PS25 - 34 x 34,5 cm - 180 kg - 1 pc



Déscription

Balance intemporelle avec un design extra large, une technologie de mise en marche (Quick Start), un arrêt automatique, un indicateur de surcharge et une capacité de charge maximale de 180 kg.

Spécifications

Marque	Beurer
Mémoire	Non
Code CNK	CNK 3059-011
Calibré	Non
Poids max.	180 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bebat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Composition	Matière synthétique
sku	1543559
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques