


1559545 - Dover - standard - foley sonde - avec ballon - 10 ml - silicone - 42 cm - Ch 18 - 1 x 10 pcs



Déscription

Sonde de Foley à 2 voies avec ballonnet de 5 ml 100 % silicone et durée de vie maximale de 6 semaines. La sonde réduit le risque d'allergie au latex.

Spécifications

Marque	Cardinal Health
Longueur de la sonde	42 cm
Composition	100% Silicone
Sans latex	Oui
sku	1559545
Diamètre sonde	Ch 18
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Sex	Unisex
Type d'emballage	Boîte