

1551438 - Micrel seringue MP 101+ mm/h



Déscription

Le pousse-seringue mm/h ambulatoire pour la perfusion précise à l'hôpital et pour les soins à domicile.

Avantages

- Réglage du débit simple et précis par bouton (pas d'outils nécessaires)
- Fonction bolus et période réfractaire
- Alarme "Fin de la perfusion", alarme "Détection de la seringue" et alarme "d'occlusion"
- Limites de perfusion programmables
- Ecran LCD éclairée
- Compatible avec toutes les marques & tailles de seringues (de 5 ml à 60 ml)
- Pourvu d'un double micro-processeur pour garantir la sécurité et la précision
- Compact, léger & portable
- Longue autonomie de batterie (2 à 3 mois ou plus de 70 perfusions)
- Fourni avec une valise de transport, des piles et des instructions en français et en néerlandais

Trouvez ici la plateforme d'instruction Micrel avec les manuels, présentations et vidéos d'utilisation.

Spécifications

Marque	Micrel
sku	1551438
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce