

1546213 - Linido chaise douche roulante - haute de siège 540 mm avec repose pieds - blanc - 1 pc



Déscription

La chaise de douche mobile de Linido avec rembourrage HT est une aide qui permet à l'utilisateur de s'asseoir confortablement et en toute sécurité lorsqu'il prend sa douche ou se lave au lavabo. La chaise de douche offre un support stable aux utilisateurs moins actifs ayant des jambes faibles, une faible endurance et/ou un mauvais équilibre. Ces utilisateurs moins actifs ont besoin de plus de soutien et d'assistance lors du passage de la position assise à la position debout.

- Siège et dossier confortables
- Accoudoirs solides et pratiques
- · Roulettes durables avec double frein
- Convivialité du site
- Stable et sûr, support confortable



Spécifications

Marque	Linido
Dimensions du produit	H 96 cm, L 90 cm
SKU leverancier	LI2141.0001-02
Composition	Acier époxé
sku	1546213
Catégorie toilette ou douche	Chaise de toilette
Couleur	Blanc
Poids maximal de l'adulte	200 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce