

1572217 - Seca mBCA 525 - analyseur médical de composition corporelle - 1 pc



Déscription

Tout le développement s'est focalisé sur un seul objectif: rendre la mesure mobile de la bioimpédance aussi efficace que possible tout en proposant un faible poids, une technique de mesure des plus précises et une manipulation aisée. Le seca BCA 525 est unique au monde, que ce soit en termes de fonctionnement ou de performance. L'unité compacte de mesure unique permet de déterminer tous les paramètres requis, tels que la masse grasse, la masse musculaire et la masse hydrique en toute autonomie.

- Diagnostic précis de la malnutrition grâce à la mesure de la masse musculaire squelettique
- Réduction durable du poids grâce à l'analyse des graisses et des muscles
- Moniteur avec écran tactile
- Le tapis de mesure transmet les mesures par WLAN ou infrarouge.
- Le tapis de mesure se charge par induction

Spécifications

Marque	Seca
Poids max.	0 kg
Taxe Bepat	0.06 EUR
sku	1572217
Classe pèse personnes	n/a
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Analyseur médical de composition corporelle