

1501424 - Eucerin pH5 huile nettoyante pour les mains - pompe - 1 pc



Déscription

L'huile nettoyante pour les mains Eucerin pH5 nettoie en douceur et protège la peau du dessèchement, même si vous lavez les mains fréquemment. La combinaison du tampon citrate pH5 et d'autres tensioactifs doux stabilise la fonction de barrière de la peau et aide à prévenir la peau rugueuse et fissurée. Dans des conditions plus sévères, il peut être utilisé comme mesure supplémentaire dans un traitement de l'eczéma.

Spécifications

Marque	Beiersdorf
Tube	Non
Système de pompage	Oui
Ingrédients	Glycine Soja Oil, Laureth-4, MIPA-Laureth Sulfate, Ricinus Communis Seed Oil, Poloxamer 101, Parfum, Aqua, Propylene Glycol, Panthenol, Tocopherol, Citric Acid, Sodium Citrate
sku	1501424
Contenu	250 ml
Type d'emballage	Pièce