

## 1609847 - Schiller Fred Easy G2 semi-automatic - WIFI - Néerlandais



### Déscription

#### ADAPTÉ À TOUS LES PROFESSIONNELS

Pour un usage professionnel, le Schiller FRED easy G2 offre différentes possibilités. L'appareil guide le secouriste dans l'exécution d'une réanimation de haute qualité, grâce à l'option FreeCPR ou au capteur ARGUS LifePoint 2 (option). Le défibrillateur est parfaitement adapté à tous les services des établissements médicaux et des hôpitaux.

#### SEMI-AUTOMATIQUE POUR TOUS

Cette version de l'appareil répond aux besoins des premiers intervenants ainsi que des professionnels de santé. Le FRED easy G2 peut être facilement configuré pour fournir des instructions vocales plus courtes, si nécessaire. Si un rythme

échoquable est détecté après l'analyse automatique, l'utilisateur est invité à administrer le choc en appuyant sur le bouton orange.

#### Caractéristiques :

? **Mode semi-automatique et automatique**

?? **Écran tactile 5"**

? **Toujours prêt à l'utilisation** : LED clignotante et autotests réguliers

? **Assistance à la RCP** : métronome, FreeCPR (option) et capteur ARGUS LifePoint (option)

? **Mode pédiatrique intégré** : mêmes électrodes pour adultes et enfants

? **Choix entre quatre langues prédéfinies** (option)

? **USB, Bluetooth, réseau mobile (option) et Wi-Fi**

?? **LifeDataNet G2** : visualisation des DAE sur une carte, vérification de l'état, mises à jour logicielles à distance, etc.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1609847
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe III
<b>Type</b>	Sémi-automatique
<b>Type d'emballage</b>	Pièce