

1560056 - Tongspatels in hout - 15 cm - steriel - 1 x 100 st



Beschrijving

De steriele, houten tongspatels van **MaiMed®** zijn gemaakt uit splintervrije kwaliteit, berkenhout met afgeronde uiteinden. De spatel wordt gebruikt voor uitwendig gebruik en onderzoek van mond- en keelholte.

Specificaties

Merk	Maimed
Product afmetingen	L 15 cm
Steriel	Ja
Normeringen	ISO 13485:2016
sku	1560056
Soort spatel	Houten spatels
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos