

## 1571855 - Harnas - hoofd



### Beschrijving

Het Exxentric hoofdharnas is een essentieel accessoire voor iedereen die zijn nekspieren wil onderhouden en versterken. U kunt het zowel aan de kBox als aan de kPulley bevestigen en uw spieren onder verschillende hoeken trainen. Het hoofdharnas weegt slechts 300 g en is maat verstelbaar.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Exxentric
<b>sku</b>	1571855
<b>Europese Regelgeving</b>	2001/95/EC
<b>Type verpakking</b>	Stuk