

1003892 - Cotonet op rol - 12 cm x 20 m - niet-steriel - 1 st



Beschrijving

Cotonet op rol is vervaardigd uit 100% H202 gebleekt katoen (niet chloorgebleekt en vrij van witmakers). De cotonet met dubbele dikte heeft een hoog absorptievermogen, wordt gebruikt voor het bedekken en beschermen van gevoelige wonden.

Specificaties

Merk	Alan
Samenstelling	100% katoen
Steriel	Nee
sku	1003892
Maat	12 cm x 20 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk