

## 1351893 - Onderzoekstafel Praxis 1 Elite - elektrisch in hoogte verstelbaar - Raspberry - 1 st



### Beschrijving

De Praxis 1 Elite van **Wesseling** kan voor veel doeleinden gebruikt worden. In combinatie met de onrust hekken kan dit model ook als aankleedtafel worden ingezet. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel.

Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.

## Specificaties

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                        | Wesseling                    |
| <b>Product afmetingen</b>          | B 64 cm, L 196 cm            |
| <b>Wielen inbegrepen</b>           | Ja                           |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>           | Ja                           |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b>  | Ja                           |
| <b>Hoogte</b>                      | 42-112 cm                    |
| <b>Hefvermogen</b>                 | 225 kg                       |
| <b>Tijdsduur hoogteverstelling</b> | 40 s                         |
| <b>sku</b>                         | 1351893                      |
| <b>Aantal delen</b>                | 1-delig                      |
| <b>Hoogteverstelling</b>           | Elektrisch                   |
| <b>Kleur</b>                       | Raspberry                    |
| <b>Europese Regelgeving</b>        | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>             | Stuk                         |