

1543551 - Mechanische opstapweegschaal MS50 wit - 135 kg - 1 st



Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Nee
CNK-code	CNK 2597-110
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	135 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543551
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Mechanische weegschalen
Type verpakking	Stuk