

1611018 - MG50 massagepistool - 1 st



Beschrijving

De Tunturi MG50 massage gun kan je perfect gebruiken om vóór je training de spieren op te warmen, of er na om pijn en spanning in je lichaam te verminderen. Het professionele massageapparaat stimuleert de bloedsomloop en helpt het herstel van de spieren.

- Vermindert stress, pijn en spierspanning
- Stimuleert de bloedsomloop
- Met 20 verschillende snelheden
- 4 kopstukken
- 3 programma's
- Stil in gebruik

Specificaties

Merk	Tunturi
Product afmetingen	B 7 cm, H 24.5 cm, L 23 cm
sku	1611018
Massage programma's	4
Aantal massagekoppen	4
Normeringen	EN-957
Vermogen	20 W
Voeding	Herlaadbare batterijen
Type verpakking	Stuk