

## 1018492 - WelchAllyn velcromanchet + long met 2 slangen - obesen - 1 st



### Beschrijving

Tweedelige bloeddrukmanchet met velcro is een traditionele manchet die bestaat uit een verwijderbare manchet en blaas. Deze manchet is ontworpen voor gebruik met grote aneroïdemeters, wandaneroïdemeters, handaneroïdemeters en kwiksfygmomanometers.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Compatibel met</b>	WelchAllyn Maxi Stabil 3; WelchAllyn 767
<b>Bereik armband bloeddrukmeter</b>	33 - 41 cm
<b>sku</b>	1018492
<b>Doelgroep</b>	Obesen
<b>Maat armband</b>	L
<b>Type armband</b>	Velcro armband
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk