

## 1006999 - Terumo dentale naalden - 27G x 35 mm - grijs - 1 x 100 st



### Beschrijving

**Terumo** dentale naalden worden gebruikt als injectienaald voor patroonsputten voor tandheelkundige anesthesie en andere doeleinden. Hun lengte en hardheid zijn ideaal om de precisie van het werk van de tandarts te garanderen.

## Specificaties

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Terumo                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SKU leverancier</b>      | DN*M2735B                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Samenstelling</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dop: polypropyleen</li> <li>• Hard case: polypropyleen</li> <li>• Hub: polyethyleen + master batch</li> <li>• Canule: roestvrij staal</li> <li>• Glijmiddel: siliconen olie</li> <li>• Kleefstof: epoxylijm</li> </ul> |
| <b>Steriel</b>              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>sku</b>                  | 1006999                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Afmeting</b>             | 27G x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Kleur hub</b>            | Grijs                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sterilisatie methode</b> | Ethyleen oxide                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                                                                                                                                                                                                                                                            |