

1006999 - Terumo dentale naalden - 27G x 35 mm - grijs - 1 x 100 st



Beschrijving

Terumo dentale naalden worden gebruikt als injectienaald voor patroonsputten voor tandheelkundige anesthesie en andere doeleinden. Hun lengte en hardheid zijn ideaal om de precisie van het werk van de tandarts te garanderen.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	DN*M2735B
Samenstelling	• Dop: polypropyleen • Hard case: polypropyleen • Hub: polyethyleen + master batch • Canule: roestvrij staal • Glijmiddel: siliconen olie • Kleefstof: epoxylijm
Steriel	Ja
sku	1006999
Afmeting	27G x 35 mm
Kleur hub	Grijs
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos