

1624634 - HEINE draagtas visionPRO - 1st



Beschrijving

De **HEINE visionPRO carry bag** biedt de ideale oplossing voor het **veilig opbergen en vervoeren** van de HEINE visionPRO video laryngoscoop en accessoires. Gemaakt van **duurzaam, waterafstotend high-tech materiaal**, met een stevige ritssluiting en draaglus, zorgt deze tas voor optimale bescherming, zelfs in een drukke klinische omgeving.

Belangrijkste kenmerken

- **Veilige opslag en transport** voor:

VisionPRO display unit, visionPRO handgreep, tot **5 HEINE bladen van upcycled materiaal**, losse accessoires zoals laadstation en kabels

- **Stevig en duurzaam** – gemaakt van waterafstotend high-tech materiaal
- **Praktisch ontwerp** – compact met ritssluiting en draaglus
- **Hygiënisch** – gemakkelijk schoon te maken en onderhoudsvriendelijk
- **Afmetingen:** 31 × 19 × 10 cm (B × D × H)

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINF-159.00.000
sku	1624634
Type verpakking	Stuk