

1546403 - Linido garnituur kantelspiegel- wit - 1 st



Beschrijving

Dit garnituur voor een kantelspiegel dat eenvoudig kantelbaar is voor zittend en staand gebruik van de spiegel, is ook te gebruiken als steunpunt. Te gebruiken met een spiegel die maximum een Ø 60 cm heeft en een maximum dikte heeft van 6 mm.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2642.0011-02
sku	1546403
Categorie wandbeugels	Toebehoren wandbeugels
Kleur	Wit
Type verpakking	Stuk