

1008950 - Thermometer "hospital"- MT 50 - 1 st



Beschrijving

De MT 50 **Microlife** stelt mensen in staat om thuis hun eigen lichaamstemperatuur op te nemen. Dit apparaat geeft de resultaten in 60 seconden weer en bevat een oplossing zonder kwik voor de temperatuurmeting. De thermometer heeft geen metalen punt en is waterdicht. De MT 50 voert een automatische zelftest uit en schakelt zichzelf automatisch uit. Het geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is en heeft een ingebouwd geheugen.

Specificaties

| | |
|--|--|
| Merk | Microlife |
| Digitaal | Ja |
| Infrarood | Nee |
| Koorts alarm | Nee |
| Contactloos | Nee |
| Flexibele tip | Nee |
| Bebat tax | 0.05 EUR |
| Low battery indicatie | Ja |
| Automatische switch-off functie | Ja |
| sku | 1008950 |
| Normeringen | EN ISO 13485:2016 |
| Meetsnelheid | 60 sec |
| Type thermometer | Okselthermometer Orale thermometer Rectale thermometer |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| Type verpakking | Stuk |