

## 1101559 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter ds55 - blauwe peer - 1 slang - flexiport manchet maat 11 - etui - 1 st



### Beschrijving

De bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van Welch Allyn met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters.

- De bloeddrukmeter beschikt over een etiket waarop de naam van het centrum, van de dienst of van de arts kan opgeschreven worden om de identificatie te vergemakkelijken.
- De bloeddrukmeter wordt met een velcro manchet Flexiport voor volwassenen geleverd.
- De bloeddrukmeter wordt met opbergetui geleverd om het apparaat te beschermen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1101559
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Aneroïde bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk