

1558668 - HEINE velcromanchet + long met 1 slang - dijen - volwassenen - 41-59 cm - 1 st



Beschrijving

De HEINE herbruikbare Velcro bloeddrukmanchet met lange slang is compatibel met de HEINE G5 en G7 bloeddrukmeters. De stevige Velcro-sluiting zorgt voor een veilige pasvorm, terwijl de duurzame materialen langdurig gebruik garanderen. Ontworpen voor nauwkeurige en comfortabele metingen, voldoet deze manchet aan de MDR 2017/45EU Klasse I normen.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEINM-000.09.615
Bereik armband bloeddrukmeter	41 - 59 cm
sku	1558668
Maat armband	XXL
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk