

1575093 - Linido vloerstatief voor beugel - antraciet - 1 st



Beschrijving

Soms zijn de muren van een toilet of badkamer niet geschikt voor montage van een opklapbare toiletbeugel, of volstaat de lengte van een toiletbeugel niet in combinatie met de omgeving, bijvoorbeeld door de diepte van een toilet. Het vloerstatief biedt hier een oplossing voor. De functionaliteit van de opklapbare beugel blijft behouden.

Het vloerstatief wordt geleverd inclusief achterplaat, aluminium klemmen en bouten voor montage van de opklapbare beugel.

Eenmaal op het statief geplaatst, is de opklapbare toiletbeugel traploos in hoogte instelbaar.

De belangrijkste voordelen van dit product zijn:

- wanneer de wand niet stevig genoeg is, kan toch een opklapbare wandbeugel geïnstalleerd worden
- de opklapbare wandbeugel kan traploos in hoogte worden ingesteld op het statief, tot maximaal 860 mm
- solide constructie met roestvast stalen vloerplaat
- Heeft een maximum draagkracht van 150 kg

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2608.0001-11
sku	1575093
Kleur	Antraciet
Materiaal	Staal gecoat
Type verpakking	Stuk