

1543421 - Digitale bloeddrukmeter BM44 - bovenarm - omtrek 22-30 cm - 1 st



Beschrijving

Beurer bovenarmbloeddrukmeter onderscheidt zich door zijn bijzonder eenvoudige bediening, het blauw verlichte XL-display en de verlichte start/stop-knop. Een volautomatische bloeddruk -en polsmeting aan de bovenarm met een risico indicator aan de hand van kleuren, detecteert arrhythmie. Schakelt automatisch uit en heeft een lage batterij indicator. Wordt met opbergzak geleverd.

Specificaties

Merk	Beurer
Bebat tax	0.06 EUR
sku	1543421
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk