

## 1533674 - Bloedafnamestoel Deneo.lab - hydraulisch - rotatie - 1 st



### Beschrijving

**Promotal** Deneo hydraulische bloedafnamestoel biedt een goede toegankelijkheid voor de verzorging van de patiënt en een groter comfort voor zowel de patiënt als de art. De stoel kan 360° gedraaid worden, en is verstelbaar in de hoogte met wenteling. De ronde voet biedt een hoge stabiliteit en heeft een aangepaste hoek van de kniesteunen voor een gemakkelijke toegang. De naadloze bekleding is gemaakt van materiaal dat brandwerend is, met afneembare handgrepen dat makkelijk te onderhouden is.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Promotal
<b>Product afmetingen</b>	B 55.5 cm, L 145.5 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Nee
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	51-71 cm
<b>Papierrolhouder inbegrepen</b>	Nee
<b>Samenstelling</b>	Structuur en epoxy afwerking
<b>sku</b>	1533674
<b>Aantal delen</b>	1-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Hydraulisch
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk