

## 1351367 - Ritter 276 tabouret - hoogte 45-65 cm - 853 shaded garden - 1 st



### Beschrijving

Ritter tabouret 276 bieden een optimaal comfort , ondersteuning en stabiliteit. Het ontwerp met een stervormige basis maakt het contact met de patiënt mogelijk en zorgt voor een flexibele manoeuvreerbaarheid.

Het brede zitvlak met naadloze bekledingsnaad zorgt ervoor dat de randenniet in uw benen drukken.

*De tabouret is in hoogte verstelbaar tussen 46-65 cm.*

*Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.*

## Specificaties

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Merk</b>                           | Midmark         |
| <b>Wielen</b>                         | Ja              |
| <b>Voetring</b>                       | Nee             |
| <b>Rugsteun</b>                       | Nee             |
| <b>Aantal wielen</b>                  | 4               |
| <b>sku</b>                            | 1351367         |
| <b>Kleur</b>                          | Shaded garden   |
| <b>Kleur onderstel</b>                | Aluminium kleur |
| <b>Type zitting</b>                   | Ronde zitting   |
| <b>Verstelbare hoogte met gasveer</b> | 45 - 65 cm      |
| <b>Type verpakking</b>                | Stuk            |