

1550564 - Renol armsteun kussen - universele maat - 1 st



Beschrijving

Het armsteunkussen Armrest vermindert wrijving en druk op de zijkanten en biedt comfortabele steun aan de armen van de rolstoelpatiënt. Gemaakt van silicoonvezels met een hoes van polyurethaan aan de rectozijde en katoen aan de versozijde. Machinewasbaar dus.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RCF50025
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1550564
Kleur sloop	Blauw
Materiaal	Katoen/polyester
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	60 °C
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk