

1106193 - WelchAllyn manuele bloeddrukmeter durashock ds55 - zwarte peer - 2 slangen - velcromanchet en etui - 1 st



Beschrijving

De bloeddrukmeter DuraShock DS55 maakt deel uit van de lijn van manuele, aneroïde bloeddrukmeters van **Welch Allyn** met de technologie van DuraShock™. Deze bloeddrukmeters zijn schokbestendig en zonder tandwiel. Deze technologie biedt grote voordelen ten opzichte van traditionele bloeddrukmeters.

Voordelen

- De bloeddrukmeter wordt met een durable 2-piece cuff geleverd alsook een opbergetui om het apparaat te beschermen.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1106193
Kleur	Zwart
Type bloeddrukmeter	Aneroïde bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk