

1022874 - Agani™ naalden - 26G x 1/2" - bruin - 100 st



Beschrijving

Agani™ naalden van **Terumo** hebben een nauwkeurig gevormde naaldpunt met siliconen coating.

De scherpe punt vergemakkelijkt de penetratie van de huid en helpt het trauma te minimaliseren. De siliconen coating zorgt voor glij-eigenschappen en maakt een soepele inbreng mogelijk. De diameter van de naald is te herkennen aan de ISO-kleurgecodeerde hub.

Specificaties

Merk	Terumo
SKU leverancier	AN*2613R1
Samenstelling	• Hub: polypropyleen + master batch • Canule: roestvrij staal • Kleefstof: epoxylijm • Glijmiddel: siliconen olie
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1022874
Bevel	Regular 11°
Afmeting	26G x 1/2"
Afmeting in mm	0,45 x 13 mm
Injectietoepassing	Intradermaal
Kleur	Bruin
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos