

## 1104004 - Papierrolhouder voor Praxis elite en Kombi elite onderzoekstafels – 1 st



### Beschrijving

Papierrolhouder voor de **Wesseling** Praxis en Praxis Elite. Deze houder is geschikt voor rollen tot 60cm breed. Doordat de houder gemonteerd wordt op de hoofd-/ rugdelen gaat het papier mee omhoog en omlaag. Hierdoor wordt niet onnodig veel papier gebruikt.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Steriel</b>	Nee
<b>sku</b>	1104004
<b>Kleur</b>	Wit/inox
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk