

1561313 - Transportkar 530 x 900 x 900 mm - 300 kg draagkracht - 1 st



Beschrijving

Staal gecoate transportkar met een draagkracht van 300 kg, met 4 wanden. Deze flexibele transportkar kan omgebouwd worden tot een kar met 1,23 of 4 wanden.

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 90 cm, H 90 cm
Product diepte	53 cm
Samenstelling	Staal gecoat
sku	1561313
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk